

RESSOURCES SUR LE CONTRÔLE DES INFECTIONS

Se préparer aux infections de Coronavirus 2019 (COVID-19)

Marché européen

Sonosite s'engage à fournir aux professionnels de santé les informations les plus récentes concernant l'échographie point-of-care. Le monde entier prend de plus en plus en considération le contrôle des maladies infectieuses. Chez Sonosite, c'est un élément que nous prenons également très au sérieux. Nous voulons soutenir efficacement les nombreux professionnels de santé qui se préparent au défi que représente leur protection et celle de leurs patients contre le SARS-CoV-2, le virus lié au COVID-19.

Désinfectants contre le SARS-CoV-2

Conformément aux directives émises par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), les procédures de contrôle d'une infection, notamment les règles administratives, les contrôles techniques, l'hygiène environnementale, les pratiques de travail correctes et l'utilisation adéquate des équipements de protection individuelle (EPI), sont des éléments nécessaires pour empêcher la propagation d'une infection lors des soins¹.

Une observation stricte² et constante des procédures de nettoyage et de désinfection est primordiale pour limiter les risques de propagation du virus. Cela implique une désinfection et un nettoyage de routine après chaque intervention, en utilisant des désinfectants approuvés pour un usage hospitalier. Les produits nettoyants et désinfectants recensés sur la page [Produits nettoyants et désinfectants Sonosite](#) sont compatibles avec les échographes, sondes et accessoires Sonosite. Les désinfectants efficaces contre les pathogènes viraux émergents et les virus enveloppés sont recommandés contre le SARS-CoV-2¹.

Étant donné l'urgence de la situation de pandémie de COVID-19, Sonosite soutiendra ses clients européens qui décident en urgence d'utiliser des produits nettoyants ou des désinfectants non recensés sur l'outil Web, tant que ces derniers sont aux normes hospitalières et font partie de l'une de ces quatre catégories :

1. Sels d'ammonium quaternaire
2. Hypochlorite de sodium à 0,5 %
3. Alcool isopropylique ou éthylique à 75 %
4. Peroxyde d'hydrogène à 3 %

Veuillez noter que Sonosite ne vous recommande aucun produit nettoyant ou désinfectant spécifique à utiliser, et que chaque désinfectant aura un niveau d'efficacité différent non seulement contre le SARS-CoV-2, mais également contre d'autres pathogènes à prendre en considération. Dans tous les cas, il convient de suivre attentivement les instructions fournies par le fabricant du désinfectant.

Veuillez à soigneusement inspecter votre produit Sonosite avant et après chaque procédure, afin de

surveiller la présence de dommages pouvant être occasionnés. Si vous remarquez des anomalies esthétiques liées à l'utilisation de ces désinfectants, veuillez envoyer vos questions au support technique de Sonosite à l'adresse eraf-service@fujifilm.com.

Davantage de pratiques de contrôle des infections afin de limiter la propagation du COVID-19.

L'utilisation de protections physiques à usage unique est recommandée afin de limiter la propagation potentielle du nouveau coronavirus (2019-nCoV). L'utilisation de protections pour les échographes et [pour les sondes](#), et de sachets de gel de contact à usage unique est recommandée afin de limiter les contaminations croisées potentielles. Veuillez noter que l'utilisation de protections pour les échographes et les sondes n'écarte pas le besoin de nettoyer et désinfecter l'échographe de la même manière que si vous n'aviez pas utilisé de protection³.

Ressources supplémentaires

Pour un nettoyage efficace, il est recommandé de suivre attentivement toutes les instructions présentes dans votre guide d'utilisation pour le nettoyage, puis dans celui pour la désinfection de vos échographes, sondes et accessoires Sonosite.

Les directives de nettoyage et de désinfection relatives à chaque échographe Sonosite sont disponibles dans le guide d'utilisation correspondant. Vous pouvez télécharger les [guides d'utilisation](#) des échographes Sonosite sur notre site Internet.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter votre représentant local Sonosite, ou le support technique Sonosite à l'adresse eraf-service@fujifilm.com

1 <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html>

2 <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf>

3 <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-devices-health-care-settings-validation-methods-and-labeling>

FUJIFILM Sonosite, Inc., le logo Sonosite et les autres marques déposées non détenues par des tiers sont des marques de commerce ou des marques déposées de FUJIFILM Sonosite, Inc. dans diverses juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2020 FUJIFILM Sonosite, Inc. Tous droits réservés.

M08012 3/2020