

## RECURSOS PARA CONTROL DE INFECCIONES

Para la preparación ante la enfermedad del coronavirus de 2019 (COVID-19)

Mercado europeo

SonoSite se compromete a proporcionar a los profesionales sanitarios la información más actualizada en relación con los ecógrafos en el punto de atención. El control de las enfermedades infecciosas es cada vez más importante en todo el mundo y SonoSite se lo está tomando muy en serio. Queremos brindar nuestro apoyo a los numerosos profesionales sanitarios que se están preparando para el reto de proteger a nuestros proveedores y pacientes contra el SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19.

### Desinfectantes para SARS-CoV-2

Según las directrices establecidas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los procedimientos de control de infecciones incluyen reglas administrativas y controles de ingeniería, higiene medioambiental, prácticas laborales correctas y el uso adecuado del equipo de protección individual (EPI), todos ellos necesarios para evitar la propagación de infecciones durante los tratamientos sanitarios.<sup>1</sup>

El cumplimiento correcto<sup>2</sup> y coherente de los procedimientos de limpieza y desinfección es clave para limitar el riesgo de propagar el virus. Esto implica una rutina de limpieza y desinfección después de cada procedimiento utilizando desinfectantes para aplicaciones hospitalarias. Los limpiadores y desinfectantes indicados en la [Herramienta de limpiadores y desinfectantes para SonoSite](#) se han evaluado para garantizar la compatibilidad con los sistemas, transductores y accesorios de SonoSite. Para utilizar contra el SARS-CoV-2 se recomiendan desinfectantes que actúen contra patógenos víricos emergentes y virus encapsulados.<sup>1</sup>

Debido a la urgencia de la pandemia del COVID-19, SonoSite apoyará a los clientes europeos en este estado de emergencia si deciden utilizar un limpiador o desinfectante no indicado en la Herramienta web, siempre que los desinfectantes sean para aplicaciones hospitalarias y que se encuentren dentro de una de las cuatro categorías siguientes:

1. Sales de amonio cuaternario
2. Hipoclorito de sodio al 0,5 %
3. Alcohol etílico o isopropílico al 75 %
4. Peróxido de hidrógeno al 3 %

Tenga en cuenta que SonoSite no hace recomendaciones sobre qué limpiador o desinfectante específico utilizar y que los distintos desinfectantes tendrán niveles variados de eficacia no solo contra el SARS-CoV-2, sino también contra otros patógenos que puedan ser motivo de preocupación. En todos los casos, siga detenidamente las instrucciones facilitadas por el fabricante del desinfectante.

Inspeccione minuciosamente el producto SonoSite antes y después de cada procedimiento por si se hubiese producido algún daño. Si detecta irregularidades estéticas debido a la utilización de estos desinfectantes, dirija sus consultas al Departamento de asistencia técnica de SonoSite en [eraf-service@fujifilm.com](mailto:eraf-service@fujifilm.com).

### **Hay otras prácticas de control de infecciones para limitar la propagación del COVID-19.**

Se recomiendan las barreras físicas de un solo uso para ayudar a limitar el potencial de propagación del COVID-19. Se recomienda utilizar protectores de ecógrafos, [cubiertas para la sonda del transductor](#) y paquetes de gel de ecografía de un solo uso para limitar la potencial contaminación cruzada. Tenga en cuenta que la utilización de cubiertas para el sistema y el transductor no excluye la necesidad de limpiar y desinfectar el ecógrafo como si no se utilizase una cubierta.<sup>3</sup>

### **Otros recursos**

Para que la limpieza sea más eficaz, se recomienda seguir por completo las instrucciones indicadas en el manual de usuario para la limpieza y la posterior desinfección de los ecógrafos, transductores y accesorios de SonoSite.

Las directrices de limpieza y desinfección específicas de cada ecógrafo SonoSite se pueden encontrar en el manual de usuario correspondiente. Los [manuales de usuario](#) de los ecógrafos SonoSite se pueden descargar de nuestro sitio web.

Si tiene más dudas o comentarios, póngase en contacto con el representante local de SonoSite o con el Departamento de asistencia técnica de SonoSite en [eraf-service@fujifilm.com](mailto:eraf-service@fujifilm.com)

1 <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html>

2 <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf>

3 <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-devices-health-care-settings-validation-methods-and-labeling>

FUJIFILM SonoSite, Inc., el logotipo de SonoSite y otras marcas comerciales que no pertenecen a terceras partes son marcas registradas y no registradas de FUJIFILM SonoSite, Inc. en varias jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2020 FUJIFILM SonoSite, Inc. Todos los derechos reservados.

M08012 3/2020