

# CONSISTÊNCIA COMPROVADA.

## RESULTADOS CONFIÁVEIS


Seus pacientes merecem uma linha de grampos segura e confiável e a tecnologia Tri-Staple proporciona isso, preservando a integridade do tecido.




Através da combinação do batente fixo + grampos e cartucho escalonados, obtem-se desempenho inigualável:



Menor estresse tecidual durante compressão e clampeamento <sup>1</sup>




Maior perfusão na linha de grampos <sup>2</sup>























Excelente desempenho nas variadas espessuras de tecidos <sup>3,4</sup>

**Medtronic**

# QUANDO SE TRATA DE RESULTADOS, A TECNOLOGIA FAZ TODA A DIFERENÇA.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR DO CARTUCHO	ALTURA DOS GRAMOS
<b>Tri-Staple</b>			
EGIA45AVM	Carga articulada com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Vascular/Médio 45 mm	Bege 	2 mm, 2,5 mm, 3 mm
EGIA60AVM	Carga articulada com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Vascular/Médio 60 mm	Bege 	2 mm, 2,5 mm, 3 mm
EGIA45AMT	Carga articulada com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Médio/Espesso 45 mm	Roxa 	3 mm, 3,5 mm, 4 mm
EGIA60AMT	Carga articulada com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Médio/Espesso 60 mm	Roxa 	3 mm, 3,5 mm, 4 mm
<b>CARGAS PARA ESPECIALIDADE</b>			
<b>Tri-Staple Preta</b>			
EGIA45AXT	Carga articulada com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido extra-espesso 45 mm	Preta 	4 mm, 4,5 mm, 5 mm
EGIA60AXT	Carga articulada com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido extra-espesso 60 mm	Preta 	4 mm, 4,5 mm, 5 mm
<b>Tri-Staple 30mm</b>			
EGIA30AVM	Carga articulada com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Vascular/Médio 30 mm	Bege 	2 mm, 2,5 mm, 3 mm
EGIA30AMT	Carga articulada com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Médio/Espesso 30 mm	Roxa 	3 mm, 3,5 mm, 4 mm
<b>Tri-Staple Curved Tip</b>			
EGIA45CTAV	Carga Curved Tip com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Vascular 45 mm	Cinza 	2 mm, 2 mm, 2 mm
EGIA30CTAVM	Carga Curved Tip com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Vascular/Médio 30 mm	Bege 	2 mm, 2,5 mm, 3 mm
EGIA45CTAVM	Carga Curved Tip com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Vascular/Médio 45 mm	Bege 	2 mm, 2,5 mm, 3 mm
EGIA45CTAMT	Carga Curved Tip com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Médio/Espesso 45 mm	Roxa 	3 mm, 3,5 mm, 4 mm
EGIA60CTAVM	Carga Curved Tip com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Vascular/Médio 60 mm	Bege 	2 mm, 2,5 mm, 3 mm
EGIA60CTAMT	Carga Curved Tip com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Médio/Espesso 60 mm	Roxa 	3 mm, 3,5 mm, 4 mm
<b>Tri-Staple Radial Reload</b>			
EGIARADMT	Carga Radial reload com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Médio/Espesso	Roxa 	3 mm, 3,5 mm, 4 mm
EGIARADXT	Carga Radial reload com Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Extra-espesso	Preta 	4 mm, 4,5 mm, 5 mm
<b>Tri-Staple Reinforced Reload</b>			
EGIATRS45AMT	Carga articulada com Reforço e Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Médio/Espesso 45 mm	Roxa 	3 mm, 3,5 mm, 4 mm
EGIATRS60AMT	Carga articulada com Reforço e Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Médio/Espesso 60 mm	Roxa 	3 mm, 3,5 mm, 4 mm
EGIATRS45AXT	Carga articulada com Reforço e Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Extra-espesso 45 mm	Preta 	4 mm, 4,5 mm, 5 mm
EGIATRS60AXT	Carga articulada com Reforço e Tecnologia Tri-Staple™ para tecido Extra-espesso 60 mm	Preta 	4 mm, 4,5 mm, 5 mm

Para mais informações, entre em contato com o seu representante de vendas Medtronic.

Material exclusivo para Médicos e Especialistas da Saúde.

Para obter informações adicionais, entre em contato com o seu representante local.

1. Baseado no relatório de teste interno #PCG-007. 2 de setembro de 2011.
2. Relatório de engenharia Covidien N° 2128-002-2.
3. Comparação da formação de grampos entre Carga Tri-Staple™ Preta e a carga preta do principal concorrente em modelo ex-vivo. Relatório de teste interno #PCG-006 (Janeiro de 2012).
4. Teste comparativo da Carga Tri-Staple™ Preta e a carga preta do principal concorrente. Relatório #PCG-019 (Junho de 2014).

Reg. 10349000498, 10349000504, 10349000296 - © 2020 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, logotipo da Medtronic e Further, Together são marcas comerciais da Medtronic™. Marcas de terceiros são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Todas as outras marcas são marcas comerciais de uma empresa da Medtronic. Martin Luz 05/2020.

**Medtronic**