

Medtronic

Atendimento ambulatorial simplificado.



SS-200E

Bisturi eletrônico microprocessado

O bisturi eletrônico microprocessado SS-200E oferece qualidade e desempenho para o atendimento ambulatorial. O dispositivo combina as funcionalidades necessárias de um gerador eletrocirúrgico ambulatorial com características técnicas que garantem a segurança do paciente e do usuário.



Controle

Obtenha o desempenho desejado escolhendo um dos onze modos monopolares e bipolares disponíveis.

Desempenho

Ofereça um desempenho eletrocirúrgico superior no atendimento ambulatorial com os modos ECUT exclusivos projetados para a ressecção de tecidos moles.

Segurança

Funções de segurança integradas, incluindo sistema de monitoramento de qualidade de contato entre o eletrodo de retorno e o paciente, que bloqueia o fornecimento de energia em caso de perda de aderência ou descolamento do eletrodo.

Simples

Solução compacta e portátil com configurações simplificadas.



Especificações técnicas básicas do SS-200E

Dimensões do produto
(D X A X A) 275 x 254 x 122 mm

Peso do produto
3,15 Kg

Faixa de alimentação de tensão elétrica
100 a 240 VCA com seleção automática de tensão

Frequência nominal
50 / 60 Hz

Potência máxima de entrada
625 VA

Classificação de ingresso/derramamento de líquido
IP21

Potência máxima de saída
200 W

Faixa de ajuste de potência
Aumento de 1 Watt
(Com aceleração)

Tolerância de potência de saída
15% ou 5 Watts
(O que for maior)

Frequência básica da unidade
480 kHz senoidal

Código do pedido	Modelo comercializado	Descrição do produto
08492	SS-200E	Unidade Eletrocirúrgica Microprocessada 200 W
Acessórios		
04612	FS-12	Pedal simples, para SS-200E
04728	FS-14	Pedal duplo, para SS-200E
04777	TU-28	Unidade de transporte para SS-200E
07928	MC-11	Cabo para endoscopia monopolar, (alça polipectomia), comprimento 3m.
NOTA: Verifique as opções disponíveis de cabos de alimentação.		

CONTEÚDO APENAS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

Verifique a disponibilidade e a configuração do produto em sua região com nossos representantes de vendas.

REGISTROS ANVISA: 10247670035 (SS-200E, FS-14 e TU-28) e 10247670041 (MC11).
© 2025 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logotipo da Medtronic e "Engenharia para o extraordinário" são marcas registradas da Medtronic. Todas as outras marcas são marcas registradas de uma empresa Medtronic. A WEM é uma empresa que faz parte do grupo Medtronic.

Medtronic