

LIBERDADE PARA CIRURGIA EM ENT*



Microdebridador StraightShot™ M5



 *ergonomicamente projetado*

Medtronic

*Ear, Nose and Throat = Otorrinaringologia

LIBERDADE PARA CIRURGIA EM ENT

Microdebridador StraightShot™ M5



Menor, mais leve, mais rápido *

Com engenharia ergonômica para equilíbrio e desempenho, o StraightShot™ M5 é o primeiro e único microdebridador capaz de realizar 30.000 rpm.

- Motor de acionamento direto com sucção direta
- Operação sem engrenagens
- Roda de fácil rotação

Tecnologia versátil para o centro cirúrgico

O StraightShot™ M5 funciona com mais de 125 lâminas e brocas, como:

- Brocas de 30K de alta velocidade para cirurgia do seio frontal
- Lâminas EM calibradas de fábrica para a navegação FUSION™ ENT
- Lâminas Quadcut™ que reduzem o entupimento

* Comparado com o StraightShot™ M4

Informações para pedido

Produto	Descrição
1899200	Microdebridador StraightShot™ M5
1899076	Bandeja de instrumentos M5

Consulte o manual de instruções do produto / bula para obter instruções, avisos, precauções e contraindicações.

Para mais informações, entre em contato com a Medtronic e/ou consulte o site www.medtronicbrasil.com.br

Registros ANVISA:
Sistema de Navegação Fusion™ - 10339190366
Lâminas para Sistema Debridador - 10173550032
Sistema IPCT™ - 10339190342



Medtronic

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85
Cidade Monções, São Paulo - SP
CEP 04576-010, Brasil

Telefone: +55 11 2182-9200