Medtronic

Impulsionado pelo desempenho.

Focado no paciente.



Argon 4Coagulador por plasma de Argônio

O WEM Argon 4 traz o melhor da eletrocirurgia com plasma de argônio para a sala de cirurgia. O modelo inclui controle avançado e funções de segurança integradas para fornecer resultados positivos.

Controle

O Argon 4 possui configurações individuais personalizáveis de fluxo de argônio para corte e coagulação, controlando o desempenho de saída.

Desempenho

Os cabos e acessórios multifuncionais para Argônio WEM e Valleylab™ oferecem o melhor da eletrocirurgia por plasma de argônio para procedimentos cirúrgicos. A informação do status na tela assegura a confiança na configuração e ativação de cada sistema.



Funções de segurança integradas, incluindo filtros de gás argônio internos para a pureza do gás e testes automáticos para garantir que o desempenho projetado seja alcançado.

Simples

Configuração simplificada com requisitos mínimos de instalação e compatibilidade com várias plataformas eletrocirúrgicas da Medtronic. Possui entrada para até dois cilíndros de argônio, com seleção automática e indicação de nível do cilindro.



Código do pedido	Modelo comercializado	Descrição do produto
07179	Argon 4	Coagulador por plasma de Argônio
Acessórios		
10761	-	Cabo ESU de 170 mm para unidades eletrocirúrgicas
10762	-	Cabo ESU de 450 mm para unidades eletrocirúrgicas
10760	AD-E25	AD-E25 Adaptador para caneta Valleytab™ E-2520H
04029	FS-11	Pedal duplo, corte e coagulação, Argon 4
10763		Mangueira de conexão de 280 mm Argon
10764		Mangueira de conexão de 750 mm Argon
10765		Manguera de conexión de 1500 mm Argon
Verifique as opções disponíveis		Conexão de cilindro Argon
Verifique as opções disponíveis		Cabos de Alimentação

Conteúdo apenas para profissionáis da saúde.

Verifique a disponibilidade e a configuração do produto em sua região com nossos representantes de vendas.

Registros Anvisa: 10247670033

© 2025 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logotipo da Medtronic e "Engenharia para o extraordinário" são marcas registradas da Medtronic. Todas as outras marcas são marcas registradas de uma empresa Medtronic. A WEM é uma empresa que faz parte do grupo Medtronic.



Especificações técnicas básicas do Argon 4

Dimensões do produto (D X A X A) 410 x 300 x 145 mm

Amplitude de tensão de alimentação

100 a 240 VCA com seleção automática de tensão

Frequência nominal 50 / 60 Hz

Potência de entrada máxima 35 VA

Faixa de ajuste do fluxo

0 a 10 litros por minuto aumentos de 0,1 L/min em todo o intervalo

Precisão do fluxo

15% ou 0,5 L/min (o que for maior)

Classificação de ingresso/ derramamento de líquido IP21

Classificação de ingresso/ derramamento de líquido

Pressão máxima de entrada 2900 PSI (20.000 kPa) (200 BAR)

Pressão máxima de saída 58 PSI (400 kPa) (4 BAR)

Pureza mínima do gás argônio 99.997% (4.7 ou superior)

