

DESIGN INSPIRADO PELOS CLÍNICOS CUIDADO AO PACIENTE OTIMIZADO

Traqueostomias Shiley™ neonatal e pediátrica, sem DEHP, disponíveis com cuff TaperGuard™



As novas traqueostomias Shiley™ neonatal e pediátrica oferecem aprimoramento no design, mais opções de tamanhos e são livres de DEHP em sua composição.

	MELHORIAS NO DESIGN	VERSÃO ANTERIOR	
	FLANGE	Material mais macio*, que pode aumentar o conforto do paciente. Flange transparente para visualização aprimorada da pele subjacente e local do estoma.	
	CUFF	Cuff de baixo volume e baixa pressão para fornecer vedação com Tecnologia TaperGuard™	
	MATERIAL	Desenvolvido em material livre de DEHP	
	ORIFÍCIO NA FLANGE	Porção externa do ilhó elevada para facilitar o acesso ao inserir o fixador da traqueostomia	
	CONECTOR 15MM	Comprimento aumentado em ambos os modelos, com e sem cuff	
	TAMANHOS	Tamanhos adicionais menores, bem como uma variedade de traqueostomias neonatais com cuff	

*Comparado ao portfólio Shiley™ anterior

ESPECIFICAÇÕES

Em média, há uma diferença de 0,2 mm no diâmetro externo das novas traqueostomias Shiley™ para pacientes neonatais e pediátricos, em comparação com a versão anterior, conforme mostrado na tabela abaixo.

TRAQUEOSTOMIA SHILEY™ FLEXÍVEL NEONATAL

NOVO PORTFÓLIO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	D.E.
Traqueostomia Neonatal sem cuff	2.5NEF	4.2 mm
	3.0NEF	4.8 mm
	3.5NEF	5.4 mm
	4.0NEF	6.0 mm
	4.5NEF	6.7 mm
Traqueostomia Neonatal com Cuff TaperGuard™	2.5NCF	4.2 mm
	3.0NCF	4.8 mm
	3.5NCF	5.4 mm
	4.0NCF	6.0 mm
	4.5NCF	6.7 mm

VERSÃO ANTERIOR

CÓDIGO	D.E.
N/A	N/A
3.0NEO	4.5 mm
3.5NEO	5.2 mm
4.0NEO	5.9 mm
4.5NEO	6.5 mm
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

TRAQUEOSTOMIA SHILEY™ FLEXÍVEL PEDIÁTRICA

NOVO PORTFÓLIO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	D.E.
Traqueostomia Pediátrica sem cuff	2.5PEF	4.2 mm
	3.0PEF	4.8 mm
	3.5PEF	5.4 mm
	4.0PEF	6.0 mm
	4.5PEF	6.7 mm
	5.0PEF	7.3 mm
Traqueostomia Pediátrica Longa sem cuff **	5.5PEF	7.9 mm
	5.0PELF	7.3 mm
	5.5PELF	7.9 mm
	6.0PELF	8.5 mm
Traqueostomia Pediátrica com Cuff TaperGuard™	6.5PELF	9.0 mm
	2.5PCF	4.2 mm
	3.0PCF	4.8 mm
	3.5PCF	5.4 mm
	4.0PCF	6.0 mm
	4.5PCF	6.7 mm
	5.0PCF	7.3 mm
Traqueostomia Pediátrica Longa com Cuff TaperGuard™ **	5.5PCF	7.9 mm
	5.0PLCF	7.3 mm
	5.5PLCF	7.9 mm
	6.0PLCF	8.5 mm
6.5PLCF	9.0 mm	

VERSÃO ANTERIOR

CÓDIGO	D.E.
N/A	N/A
3.0PED	4.5 mm
3.5PED	5.2 mm
4.0PED	5.9 mm
4.5PED	6.5 mm
5.0PED	7.1 mm
5.5PED	7.7 mm
5.0PDL	7.1 mm
5.5PDL	7.7 mm
6.0PDL	8.5 mm
6.5PDL	9.0 mm
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
4.0PDC	5.9 mm
4.5PDC	6.5 mm
5.0PDC	7.1 mm
5.5PDC	7.7 mm
5.0PLC	7.1 mm
5.5PLC	7.7 mm
6.0PLC	8.5 mm
6.5PLC	9.0 mm

** As traqueostomias pediátricas Shiley™ PDL e PLC não estavam comercialmente disponíveis no Brasil.